

# FireSting 专业版

## 多分析物测量仪



### 多分析物测量仪

- 小型USB供电光纤测量仪
- 适配广泛氧气、酸碱度、温度光学感应器
- 1、2 或4个测量接口
- 同一接口适配不同分析物检测
- 高精度温度校正
- 集成压力、湿度感应器
- 模拟输出、模拟广播模式
- 数据分析简易操作
- 前沿尖端科技

手握一台仪器可测多分析物

**pyroscience**   
sensor technology

[www.pyroscience.com](http://www.pyroscience.com)

# 前沿尖端科技引领的光学检测


## 单设备解决方案

独创的单一设备检测多分析物，并配有1、2或4个接口同时检测。全新特性：

- 同一接口可配置不同分析物检测
- 多种光学感应器可供选择
- 前沿尖端科技

## 同时具备以下优势：

- 温度校正
- 高速取样
- 非接触式取样
- 单个样品可同时检测氧气、酸碱度及温度



## 技术参数

尺寸 (宽x长x高)	78x120x24 毫米
重量	ca. 350克
计算机接口	USB 2.0
感应器接口	<ul style="list-style-type: none"><li>• 1、2或4个测量接口</li><li>• 1个温度测量接口 (PT100)</li></ul>
适配感应器	氧气、酸碱度、温度 PyroScience全目录
集成感应器	<ul style="list-style-type: none"><li>• 相对湿度</li><li>• 大气压</li></ul>
工作温度	<ul style="list-style-type: none"><li>• 0-50摄氏度</li><li>• 无冷凝环境</li></ul>
系统要求	Windows 7, 8, 10
操作软件	customer-friendly PyroScience Workbench

## 单设备 - 多分析物检测 & 广泛应用

Sensor	Item	Analyte	Application
高强度探针 	OXROB...	氧气	搅拌的溶液、气体
	PHROB ...	酸碱度 不同测量范围可选	静态的溶液, 海水, 培养基
可伸缩针头式探针* 	OXR...	氧气	溶液、气体及半固体样品
	TPR...	温度	
非伸缩针头式探针* 	OXF...	氧气	气体及溶液
	TPF...	温度	
	OXF...-PT	氧气	气体
裸式光纤感应器* 	OXB...	氧气	溶液、气体及定制
	TPB...	温度	
耐溶剂探针 	OXSOLV...	氧气	许可的极性 非极性溶剂
纳米探针 	OXNANO	氧气	水溶液及微流体的应用
点状感应器 	OXSP5	氧气	溶液、气体
	TPSP5	温度	
	PHSP5 ...	酸碱度	溶液、海水、培养基
呼吸检测瓶 合并检测瓶 	OXVIAL...	氧气	溶液、气体
	TOVIAL...	温度 · 氧气	
	PHVIAL..	酸碱度	溶液、海水、培养基
	PHTVIAL..	温度 · 酸碱度	
	PHTOVIAL ...	温度 · 酸碱度 · 氧气	
流通室芯片 	OXFTC..	氧气	溶液、气体
	OXFTCR	氧气	
	TPFTC2	温度	溶液、海水、培养基
	TOFTC2	温度 · 氧气	
	PHFTCR...	酸碱度	

\* 微型&迷你感应器

# 咨询与服务

咨询与服务:

- 不同规格光线氧气测量仪
- 多种类别传感器及探针
- 自动化微测量定量分析
- PyroScience提供的OEM版本

## PyroScience GmbH

Hubertusstr. 35  
邮编52064 德国亚琛

电话: +49 (0) 241 5183 2210  
传真: +49 (0) 241 5183 2299

info@pyroscience.com  
www.pyroscience.com

**pyroscience**   
sensor technology